

# ANTENNE WIFI USB POUR ECG CARDIOMATE SPENGLER



Ref. 260013

Antenne WIFI USB avec une garantie de 1 an !

## Description

C'est une Antenne WIFI USB pour L'ECG Cardiomate à 3, 6 et 12 pistes.

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446042080	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
Unité nue / Poids (kg)	0.005		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

08/10/2025 01:48:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.