

CÂBLE PATIENT ECG POUR CARDIOMATE ET PC-ECG SPENGLER

Ref. 260020



08/10/2025 01:21:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CÂBLE PATIENT ECG POUR CARDIOMATE ET PC-ECG SPENGLER



Ref. 260020

5 ans de garanties pour le câble patient ECG pour Cardiomate et PC-Spengler !

Description

Câble Spengler à viser patients ECG pour des appareils de type Cardiomate et PC-ECG Spengler

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446025502	Code douanier	8544200090
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.4

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---