

4 PINCES MEMBRES POUR ECG CARDIOMATE ET PC-ECG SPENGLER

Ref. 260021



4 pinces membres pour ECG Cardiomate et PC-ECG Spengler

Description

Kit de 4 pinces membres pour ECG Cardiomate

08/10/2025 01:39:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

4 PINCES MEMBRES POUR ECG CARDIOMATE ET PC-ECG SPENGLER



Ref. 260021

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446025519	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.2

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---