

10 ADAPTATEURS BOUTON PRESSION POUR ÉLECTRODES PC-ECG CARDIOMATE SPENGLER

Ref. 260023



Kit de 10 adaptateurs pour électrodes ECG à bouton pression avec 2 ans de garanties !

Description

Kit de 10 adaptateurs pour électrodes ECG CARDIOMATE à bouton pression.

📅 08/10/2025 02:22:14 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

10 ADAPTATEURS BOUTON PRESSION POUR ÉLECTRODES PC-ECG CARDIOMATE SPENGLER



Ref. 260023

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446030704	Code douanier	9033009000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.06

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---