

ROULEAU DE PAPIER 80MM X 20M POUR ECG CARDIOMATE 3 SPENGLER

Ref. 260024



08/10/2025 00:02:16 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**ROULEAU DE PAPIER 80MM X 20M POUR
ECG CARDIOMATE 3 SPENGLER****Ref. 260024**

Rouleau de papier 80mm x 20M pour ECG Cardiomate 3 Spengler

Description

ROULEAU DE PAPIER dimensions 80MM x 20M POUR ECG CARDIOMATE 3

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446026677	Code douanier	4823400000
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	5	Unité emballée / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	8	Unité emballée / Poids (kg)	0.102

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---