

ROULEAU DE PAPIER 110MM X 20M POUR ECG CARDIOMATE 6 SPENGLER

Ref. 260025



08/10/2025 00:37:15 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ROULEAU DE PAPIER 110MM X 20M POUR ECG CARDIOMATE 6 SPENGLER

Ref. 260025



Rouleau de papier 110mm x 20M pour ECG Cardiometre 6 Spengler

Description

Rouleau de papier dimensions 110mm x 20m pour ECG Cardiometre 6

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446027377	Code douanier	4823400000
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	5	Unité emballée / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	12	Unité emballée / Poids (kg)	0.134

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---