


CARDIOMATE EVI 7" TABLETTE ECG SPENGLER

Ref. 260050



CE
0123



Cardiomate EVI 7"
+ un sac De Boissy offert



07/10/2025 23:44:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARDIOMATE EVI 7" TABLETTE ECG SPENGLER



Ref. 260050

EVI 7" : l'ECG compact, intuitif et nomade, pensé pour les professionnels de santé

Description

La tablette ECG EVI 7" est une solution 100% autonome et transportable, conçue pour répondre aux besoins quotidiens de praticiens en cabinet, en établissement de santé ou en intervention d'urgence.

Dotée d'un écran tactile haute résolution de 7", elle permet la visualisation en temps réel des 12 dérivations avec interprétation automatique, sans nécessiter d'ordinateur ni d'impression systématique, favorisant ainsi une démarche plus écoresponsable.

Avec sa fréquence d'échantillonnage élevée (32 000 Hz), l'EVI garantit une précision exceptionnelle dans l'enregistrement de l'activité cardiaque. Sa mémoire interne de 10 000 fichiers et ses fonctions d'export (Wi-Fi ou USB, formats PDF/XML) assurent une gestion simple et sécurisée des données patients, intégrable aux systèmes hospitaliers.

Compacte (0.8 kg) et protégée par une coque dédiée, l'EVI 7" offre une autonomie de 12 heures, idéale pour une utilisation nomade au chevet du patient. Livrée avec son sac médical De Boissy, ses accessoires complets et bénéficiant d'une garantie Spengler de 3 ans (dont 2 offerts), elle s'impose comme un outil fiable et ergonomique pour les professionnels de santé.

Spengler vous propose en ce moment une offre remarquable :

- Un mini sac De Boissy Ouessant
- Formation à l'utilisation et aide aux outils communicants offertes
- 3 ans de garantie, dont 2 ans d'extension de garantie offerts

ACCESSOIRES

- Un câble d'alimentation
- Un câble patient
- Des électrodes (pinces)/(ventouses)
- Un adaptateur secteur
- Une batterie
- Un manuel opérationnel
- Une liste des produits
- Un disque de donnée
- Un étui en cuir

**CARDIOMATE EVI 7" TABLETTE ECG
SPENGLER**Ref. 260050**Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	6971049341789	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	10	Unité emballée / Hauteur (cm)	28
Unité emballée / Longueur (cm)	33	Unité emballée / Poids (kg)	2.8
Unité nue / Poids (kg)	0.8		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	15	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES