

STÉTHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CLINIC SIMPLE PAVILLON JAUNE

Ref. 507349



07/10/2025 23:22:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**STÉTHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CLINIC
SIMPLE PAVILLON JAUNE**Ref. 507349**Le cardiophone de référence alliant confort et précision****Description**

LAUBRY CLINIC - Le cardiophone de référence

Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale, alliant confort et précision.

- **Pavillon simple et robuste** : en alliage haute performance Zamac (107 g), au design élégant et profilé pour une prise en main optimale.
- **Membrane haute résolution** : en résine époxy, offrant une restitution fidèle des sons physiologiques sur une large gamme de fréquences
- **Récepteur ergonomique** : parfaitement adapté pour un contact optimal avec la zone d'examen.
- **Lyre automatique** : en laiton léger, orientée pour un ajustement naturel à l'oreille
- **Confort d'utilisation**: embouts auriculaires souple et bague antifroid pour une auscultation agréable
- **Hygiène renforcée** : version *Clinic*, entièrement décontaminable par immersion

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009182	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.415

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---