



STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON PÉDIATRIQUE

Ref. 507704



07/10/2025 22:49:47 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON PÉDIATRIQUE



Ref. 507704

Un stéthoscope pensé pour la précision, conçu pour votre confort

Description

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Tubulure simple dotée d'un conduit haute performance
- Lyre optimisée pour une restitution sonore précise
- Membrane haute résolution pour une auscultation fine des différentes fréquences

CONFORT OPTIMAL

- Bague antifroid pour un contact agréable
- Embouts auriculaires en silicone souples et confortables
- Nouveau design de lyres, parfaitement adapté à l'anatomie auriculaire
- Pavillon en aluminium allégé pour réduire la fatigue d'utilisation

POLYVALENCE

- Double pavillon : un pavillon adulte et un pavillon cloche pour couvrir plusieurs besoins cliniques

Le motif reprend celui des brassards pédiatriques du tensiomètre **MOBI**, pour une harmonie visuelle et professionnelle

**STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II
SIMPLE PAVILLON PÉDIATRIQUE****Ref. 507704****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446029906	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	11	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	24	Unité emballée / Poids (kg)	0.215

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---