


LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. 521312



CE
0459



08/10/2025 00:11:37 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

Spengler

Ref. 521312

Description

[illegible]

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Cuillère ergonomique et poire rainurée pour une parfaite prise en main
- Ambidextre par simple rotation
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

- Boîtier en métal indéformable
- Protège manomètre en mousse antichoc

Disponible en :

Adulte (M), coton, velcro, rouge (521317)
Adulte (M), coton, velcro, gris (521311)
Adulte large (L), coton, velcro, gris (521310)
Enfant/Petit Adulte (S), nylon, velcro, gris (521316)
Multibrassard (S, M, L) velcro (521330)

LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. 521312



Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446006631	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.551

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---