


TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 SUR SOCLE À ROULETTES AVEC BRASSARD ADULTE (M)

Ref. 522705



CE
0123



La précision professionnelle, la lisibilité maximale !

Description

Le **MAXI +3** est bien plus qu'un simple tensiomètre : c'est un outil de mesure fiable et durable, conçu pour répondre aux exigences des professionnels de santé en cabinet, en hôpital ou en clinique.

07/10/2025 23:07:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 SUR SOCLE À ROULETTES AVEC BRASSARD ADULTE (M)



Ref. 522705

Grâce à son **mécanisme de précision horlogère** et à sa **double tubulure**, il assure une montée en pression parfaitement linéaire et une mesure d'une grande fiabilité. Son **cadran géant de 147 mm**, protégé par un verre PMMA robuste, offre une lisibilité optimale, même à distance, pour un confort d'utilisation au quotidien.

Le MAXI +3 est pensé pour s'adapter à toutes les configurations : il peut être installé en **version murale orientable** pour un gain de place ou sur **socle à roulettes** pour un déplacement facile entre les patients. Sa **poire ergonomique grand volume** permet un gonflage rapide et agréable, tandis que le **brassard en nylon avec fermeture Velcro** assure un maintien parfait pour des mesures précises.

Spengler, pionnier du tensiomètre depuis 1907, garantit la qualité de ses produits : le MAXI+3 bénéficie d'une **garantie de ans** (hors consommables) et d'un **service après-vente spécialisé**.

Caractéristiques clés :

- **Type** : Tensiomètre anéroïde avec méthode de mesure auscultatoire
- **Précision** : ± 3 mm Hg
- **Cadran** : Diamètre de 147 mm avec une graduations de 0 - 300 mm Hg et permet une lisibilité à distance
- **Mécanisme** : Alliage en cuivre et béryllium à l'élasticité constante
- **Poire** : PVC noir avec un grand volume (diamètre de 50 mm) pour un gonflage rapide
- **Robinet** : laiton chromé avec décompression précise et constante
- **Brassard** : Nylon noir avec fermeture Velcro, poche à double tubulure
- **Tubulure** : Spirale 2,5 m en caoutchouc sans latex et résistant à l'ozone et aux UV

- Options disponibles :

Version murale orientable

Version sur socle à roulettes

Set de 3 brassards (S, M, L) pour une prise en charge de tous les patients

- **Conformité** : Marquage CE - Classe I (fm) selon la directive européenne 93/42/CEE
- **Garantie** : 2 ans (hors consommables comme les poires, poches, brassards)

**TENSIOMÈTRE SPENGLER MAXI+3 SUR
SOCLE À ROULETTES AVEC BRASSARD
ADULTE (M)****Ref. 522705****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446028152	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	4.16

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---