

BRASSARD LARGE ADULTE 27-42CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER

Ref. 546020



Description

Brassards large adulte (27-42cm) pour station spot-check 2VS de SPENGLER .

BRASSARD LARGE ADULTE 27-42CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Ref. 546020

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446029678	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.091

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---