

**CABLE TANGO RS232 INTERFACE POUR
CASE 8000 CASE 16...****SUNTECH**Ref. DSU230748

Cable TANGO RS232 interface pour case 8000 case 16...

Description

Cable TANGO RS232 interface pour case 8000 case 16...

Caractéristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446012410	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	3	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	20	Unité emballée / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	22	Unité emballée / Poids (kg)	0.12

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---