

**CEINTURE POUR HOLTER TENSIONNEL
BRAVO SUNTECH****SUNTECH**Ref. DSU552528

Ceinture pour holter tensionnel bravo Suntech

Description

Ceinture pour holter tensionnel bravo Suntech

Caractéristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446033576	Code douanier	90181290
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	3	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	13	Unité emballée / Poids (kg)	0.058
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		