

THERMOMÈTRE PROFESSIONNEL TEMPO PRO SPENGLER

Ref. SP3110



CE
0123



08/10/2025 01:25:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

THERMOMÈTRE PROFESSIONNEL TEMPO PRO SPENGLER

Ref. SP3110



Grâce à la technologie infrarouge, TEMPO PRO délivre des mesures redoutablement précises en un temps record.

Description

Un véritable jeu d'enfant, 1 bouton, appuyez et le résultat s'affiche.

La technologie infrarouge permet de prendre la température sur le front/la tempe sans contact physique et permet de lutter efficacement contre les contaminations croisées.

Avec son mode «arrêt automatique» et son «indicateur de batterie faible», pas de mauvaise surprise lors de vos consultations.

DONNÉES TECHNIQUES

- Mode de mesure : Infrarouge sans contact
- Distance de mesure : - 5 cm
- Unité de mesure : C° / F°
- Plage d'affichage : 32,0°C – 43,0°C
- Résolution : 0,1°C
- Précision : 0,2°C
- Mémoire : 30 mémoires
- Temps de mesure : Inférieur à 1 seconde
- Ecran : LCD

AUTRES INFORMATIONS

- Poids : 130 g
- Dimensions : 113(L) x 51 (W) x 162 (H)
- Mise hors tension automatique économie d'énergie
- Piles livrées avec (2 x piles AAA)

**THERMOMÈTRE PROFESSIONNEL TEMPO
PRO SPENGLER****Ref. SP3110****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446041823	Code douanier	9025190090
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	11	Unité nue / Largeur (cm)	7
Unité emballée / Hauteur (cm)	5	Unité nue / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	16	Unité nue / Longueur (cm)	13
Unité emballée / Poids (kg)	0.2	Unité nue / Poids (kg)	0.13

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	5	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---