

AUTOTENSIO POIGNET CORAIL SPENGLER

Ref. SPG345



CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



08/10/2025 00:51:39 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

AUTOTENSIO POIGNET CORAIL SPENGLER

Ref. SPG345



Précision et Simplicité au bout du poignet

Description

Le **tensiomètre poignet SPENGLER** est la solution idéale pour un suivi de la tension **pratique, rapide et fiable**, où que vous soyez. Compact et facile à utiliser, il offre des mesures précises en quelques secondes.

Précision des mesures :

- Technologie de mesure **SPENGLER** pour des résultats fiables
- **Indicateur de risque OMS** intégré pour interpréter facilement la tension

Facile d'utilisation et pratique :

- Fonctionnement **entièrement automatique**
- Interface simple avec **seulement 2 boutons**
- **Ecran LCD** clair et lisible
- **120 mémoires horodatées** pour un suivi précis dans le temps
- Mesures **rapides et silencieuses**, idéales pour un usage quotidien

Informations complémentaires :

- Conçu pour un **tour de poignet de 13,5 à 21 cm**
- Livré avec **2 piles LR03 (AAA)** et un **boîtier de rangement** pratique

AUTOTENSIO POIGNET CORAIL SPENGLER

Ref. SPG345

Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446041595	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	10	Unité emballée / Hauteur (cm)	10
Unité emballée / Longueur (cm)	9	Unité emballée / Poids (kg)	0.27
Unité nue / Poids (kg)	0.228		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-25	Température maxi	70
Humidité mini	5	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---