



LOGICIEL POUR PC-ECG ET CARDIOMATE (AVEC CLÉ PHYSIQUE)



Ref. 260038







07/10/2025 23:08:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.



LOGICIEL POUR PC-ECG ET CARDIOMATE (AVEC CLÉ PHYSIQUE)

Spengler

Ref. 260038

Logiciel pour PC-ECG et Cardiomate (avec clé physique)

Description

Logiciel pour PC-ECG et Cardiomate (avec clé physique)

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446042073	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES



