

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V "COLOUR EDITION" MAGENTA (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®

Ref. AF.416.974



CE



Set complet pour un diagnostic de précision : Otoscope Auris LED 2.5V "COLOUR EDITION" Magenta + Ophthalmoscope LuxaScope LED 2.5 V "COLOUR EDITION" Magenta

Description

Otoscope

07/10/2025 23:24:48 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V "COLOUR EDITION" MAGENTA (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®

Ref. AF.416.974

Eclairage et performances

- Anneau LED concentrique (6 LED), sans fibre optique donc champ de vision non limité
- Aucune maintenance : pas de changement d'ampoule nécessaire
- Intensité lumineuse réglable
- Arrêt automatique après 3 minutes d'inactivité
- Durée de vie LED : environs 100 000 heures (courant constant)
- Eclairage lumineux : environs 10 000 Lux
- Température de couleurs : environs 4 200 K

Conception et ergonomie :

- Tête optimisée pour un meilleur confort d'examen
- Loupe pivotante x3 pour observation détaillée
- Orifice d'insufflation intégré (test pneumatique)
- Manche bi-matière : aluminium + fibre de verre renforcée
- Compatible avec les têtes de dermatoscope et ophtalmoscope LuxaScope
- Interrupteur : bouton poussoir ON/OFF

Alimentation et accessoires

- 2 piles alcalines AAA incluses
- Fournis : 20 spéculums jetables gris

10 x 2.5 mm

10 x 4.0 mm

Ophtalmoscope

Eclairage et performances :

- LED haute performance avec intensité réglable (anti-éblouissement)
- Arrêt automatique après 3 minutes

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V "COLOUR EDITION" MAGENTA (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®

Ref. AF.416.974

- Durée de vie LED : environs 50 000 heures (courant constant)
- Température de couleur : environs 4 200 K
- Valeurs de correction : +20 à -20 D ($\pm 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20$ D)

Filtres intégrés :

- Grand spot
- Petit Spot
- Filtre vert
- Demi-lune
- Réticule

Conception et ergonomie

- Tête au design optimisé
- Manche bi-matière : aluminium + fibre de verre renforcée
- Compatible avec les têtes d'otoscope et de dermatoscope LuxaScope LED
- Interrupteur : bouton-poussoir ON/OFF

Alimentation

- 2 piles alcalines AAA incluses

**KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V "COLOUR
EDITION" MAGENTA
(OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)**

LUXAMED®

Ref. AF.416.974

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe
Code barre	04260381964490	Garantie (mois)	24
Pays	Allemagne		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	45
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES