

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI, SACHET USAGE UNIQUE FLOVAL, 2L

Ref. BCASPI23

CA-MI



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI, SACHET USAGE UNIQUE FLOVAL, 2L

CA-MIRef. BCASPI23

Aspirateur chirurgical électrique destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants. Il est idéal pour les applications d'urgence et pour les traitements postopératoires à domicile.

Description

Trois options différentes de fonctionnement : doté d'un adaptateur AC/DC, d'une batterie rechargeable ou d'une tension de 12V,

cet aspirateur chirurgical est une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe

- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également

équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.

- Pied à roulettes en option

- Accessoires fournis :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options

- 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Canule CH20

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Caractéristiques techniques :

**ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI, SACHET
USAGE UNIQUE FLOVAL, 2L****CA-MI**Ref. BCASPI23**Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040139098	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	5
Unité nue / Poids (kg)	3.5		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES