

## AUDIOMETRE SIBELMED SIBELSOUND DUO A OPTION AUTO HUGHSON WESTLAKE



Ref. DSI009133



07/10/2025 23:42:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# AUDIOMETRE SIBELMED SIBELSOUND DUO A OPTION AUTO HUGHSON WESTLAKE



Ref. [DSI009133](#)

Un nouveau concept d'audiométrie pour la médecine du travail, les soins généralistes et les établissements scolaires

## Description

Portable et léger, l'audiomètre SIBELSOUND DUO est l'appareil idéal pour effectuer des tests d'audiométrie dans tout type d'environnement.

- Tests automatisés : L'audiométrie peut être réalisée en mode automatique, nécessitant une intervention minimale du technicien
- Protocole fiable : Conforme au protocole d'audiométrie automatique Hughson-Westlake
- Exportation des résultats (en option) : Possibilité de générer les fichiers de tests aux formats PDF, XML et CSV

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0318	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661041010754	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Espagne

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	32	Unité emballée / Hauteur (cm)	14
Unité emballée / Longueur (cm)	44	Unité emballée / Poids (kg)	2.7
Unité nue / Poids (kg)	0.6		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

07/10/2025 23:42:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.