

**BANDOULIÈRE POUR HOLTER TENSIONNEL
SUNTECH BRAVO MINI ET OSCAR 2****SUNTECH**Ref. DSU552527

Bandoulière pour Holter tensionnel Suntech Bravo Mini et Oscar 2

Description

Bandoulière pour Holter tensionnel Suntech Bravo Mini et Oscar 2

Caractéristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446033569	Code douanier	42029900
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	4	Unité emballée / Poids (kg)	0.039

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---