


SAC URGENCE ELITE BAGS EMERAIR - ROUGE

Ref. MEEME03_R

 ELITE BAGS



 07/10/2025 23:09:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC URGENCE ELITE BAGS EMERAIR - ROUGE

Ref. MEEME03_R



Pour les services d'urgence spécialisés dans les premiers soins

Description

- Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'utilisateur grâce à des séparateurs extractibles en velcro
- Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures
- Bandes réfléchissantes nuit et jour
- 2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande capacité, avec des bandes élastiques
- 4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)
- Ampoulier isotherme avec 27 élastiques
- Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées et banane
- Matériau : 1000D polyamide
- Poids : 3,65 kg
- Mesures extérieures : 30 x 50 x 23 cm / 32,96 L
- Capacité max. recommandée : 25 kg
- Capacité max. d'une bouteille d'oxygène 3L
- Livré avec un ampoulier
- Chariot en option
- Existe en version waterproof
- Vendu vide

SAC URGENCE ELITE BAGS EMERAIR - ROUGE



Ref. [MEEME03_R](#)

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564540133	Code douanier	4202929890
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	32	Unité nue / Largeur (cm)	30
Unité emballée / Hauteur (cm)	19	Unité nue / Hauteur (cm)	23
Unité emballée / Longueur (cm)	50	Unité nue / Longueur (cm)	50
Unité emballée / Poids (kg)	4.1	Unité nue / Poids (kg)	3.65

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---