

CONNECTEUR MÂLE POUR ASPIRATEUR ASKIR 20, LOT DE 5P

Ref. **BCASPI164**

CA-mi



CE



12/10/2025 12:19:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**CONNECTEUR MÂLE POUR ASPIRATEUR
ASKIR 20, LOT DE 5P****Ref. BCASPI164****CA-MI****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040160375	Code douanier	90330090
Garantie (mois)	12	Pays	Italie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.01
Unité nue / Poids (kg)	0.01		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---