

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC®, 1000 ML

Ref. BCASPI28

CA-MI



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

Description

Aspirateur chirurgical mobile destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

- Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 36 l/min max, Askir 36BR est léger et facile à transporter.

12/10/2025 13:00:41 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC®, 1000 ML



Ref. BCASPI28

- Trois options différentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC, la batterie rechargeable et l'unité 12V font de cet aspirateur chirurgical une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.
- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.
- Pied à roulettes et housse de transport en option
- Accessoires fournis :
 - Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options
 - 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm
 - Filtre antibactérien & Hydrophobe (patient unique)
 - Canule CH20
 - Cordon d'alimentation avec prise Schuko, Adaptateur Automobile 12V, adaptateur universel AC/DC
- Caractéristiques techniques :
 - Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
 - Alimentation : 14V 4A avec adaptateur Universel AC/DC, batterie Interne rechargeable (12V 4A) - Adaptateur Automobile (12V 4A)
 - Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
 - Débit libre d'air max : 36 l/min
 - Niveau Sonore : 63 dBA
 - Poids : 4,9 kg
 - Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

**ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36
BR, SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC®,
1000 ML**



Ref. BCASPI28

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	8033622546603	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	25.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	30
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	39
Unité emballée / Poids (kg)	5.7	Unité nue / Poids (kg)	4.06

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---