

LE CUISSARD PNI SOFT CUFF® ADULTE (39-55CM) TOUT CONFORT!

Ref. CT104S

CE



12/10/2025 13:02:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LE CUISSARD PNI SOFT CUFF® ADULTE (39-55CM) TOUT CONFORT!

Ref. CT104S

Le Cuissard PNI Soft Cuff® adulte tout confort!

Description

Le cuissard PNI confortable pour le patient.

- Taille 39-55cm
- fait en nylon Oxford, matière au contact agréable
- facile d'entretien

SPENGLER MEDICAL S'ENGAGE DURABLEMENT!

Pour les brassards et cuissards Soft Cuff®, SPENGLER MEDICAL a remplacé l'emballage plastique par des enveloppes kraft certifiés FSC.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468215714	Code douanier	901890100C
Pays	France		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	10	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	100

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 12/10/2025 13:02:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.