


BRASSARD PNI SOFT CUFF® - 5 TAILLES

Ref. BT101S



📅 12/10/2025 12:58:48 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD PNI SOFT CUFF® - 5 TAILLES

Ref. BT101S

Les brassards Soft Cuff® tout confort !

Description

Les brassards Soft Cuff® avec poche offrent confort et douceur au patient.

- Adaptés à tous les patients (5 tailles disponibles)
- fait de Nylon oxford, une matière agréable au contact
- Sans latex

Compatibles avec le Lian Dessillons SPENGLER

Disponible en 5 tailles : nourrisson (BT101S), enfant (BT102S), petit adulte (BT103S), adulte (BT104S), adulte large (BT105S).

SPENGLER MEDICAL S'ENGAGE DURABLEMENT!

Pour les brassards et cuissards Soft Cuff®, SPENGLER MEDICAL a remplacé l'emballage plastique par des enveloppes kraft certifiés FSC.

BRASSARD PNI SOFT CUFF® - 5 TAILLES

Ref. [BT101S](#)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468215660	Code douanier	9018901000
Pays	France		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	10	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	100

AUTRES CARACTÉRISTIQUES