

LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. 521330



CE
0459



13/10/2025 21:08:15 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

Ref. 521330

Description

[illegible]

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Cuillère ergonomique et poire rainurée pour une parfaite prise en main
- Ambidextre par simple rotation
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

- Boîtier en métal indéformable
- Protège manomètre en mousse antichoc

Disponible en :

Adulte (M), coton, velcro, rouge (521317)
Adulte (M), coton, velcro, gris (521311)
Adulte large (L), coton, velcro, gris (521310)
Enfant/Petit Adulte (S), nylon, velcro, gris (521316)
Multibrassard (S, M, L) velcro (521330)

LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER**Ref. 521330****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446009939	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	18	Unité emballée / Hauteur (cm)	9
Unité emballée / Longueur (cm)	26	Unité emballée / Poids (kg)	1.213
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		