

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML-VERSION FULL 2

Ref. BCASPI56

CA-MI



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE



13/10/2025 21:52:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML-VERSION FULL 2



Ref. BCASPI56

Pour l'hôpital : 2 x2 Litres à 90L./min.

Description

avec commande au pied et bouches communicants

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

- Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

- Disponible en 3 versions: Basic, FS ou full

- Accessoires pour la version Basic :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Accessoires pour la version FS :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Pédale

- Accessoires pour la version Full :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML-VERSION FULL 2



Ref. BCASPI56

- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko,
- Pédale
- Système Électronique de Transfert entre les bouches de recueil
- Caractéristiques techniques :
 - Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
 - Alimentation : 230V-50Hz
 - Vide Maximum (Ajustable) : 0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg
 - Débit libre d'air max : 90 l/min
 - Niveau Sonore : 46,4 dBA
 - Poids : 20 kg
 - Dimensions : 46 x 85 x 42 cm

**ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW
HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES,
2 X 2000 ML-VERSION FULL 2**



Ref. BCASPI56

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040139425	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	50	Unité emballée / Hauteur (cm)	92
Unité emballée / Longueur (cm)	50	Unité emballée / Poids (kg)	21

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---