

## BRASSARD PNI IMMERGEABLE CLINIC®

Ref. BM104S

Le brassard PNI immergeable tout confort!

### Description

Le brassard PNI CLINIC® confortable pour le patient.

- adapté à tous types de patients avec 6 tailles disponibles (5 brassards et un cuissard)
- fait en TPU, matière au contact agréable
- facile d'entretien: immergeable

Disponible en 5 tailles:

BM101S taille nourrisson

- BM102S taille enfant
- BM103S taille petit adulte
- BM104S taille adulte
- BM105S taille large adulte

### SPENGLER MEDICAL S'ENGAGE!

Pour les brassards et cuissards CLINIC®, SPENGLER MEDICAL a remplacé l'emballage plastique par des enveloppes kraft certifiées FSC.

## BRASSARD PNI IMMERGEABLE CLINIC®

Ref. BM104S

### Caractéristiques

| Marquage CE                        | CE            | Dispositif Médical            | Classe I   |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Code barre                         | 3700468215752 | Code douanier                 | 9018901000 |
| MESURES                            |               |                               |            |
| Unité emballée / Largeur (cm)      | nc            | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc         |
| Unité emballée / Longueur (cm)     | nc            | Unité emballée / Poids (kg)   | nc         |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES |               |                               |            |
| Température mini                   | 10            | Température maxi              | 70         |
| Humidité mini                      | 10            | Humidité maxi                 | 100        |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES            |               |                               |            |