


TENSIOMÈTRE LIAN DESSILLONS - MULTI BRASSARDS SOFT CUFF®

Ref. TS53000S



CE
0459



📅 14/10/2025 23:26:34 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE LIAN DESSILLONS - MULTI BRASSARDS SOFT CUFF®



Ref. TS53000S

- Avec le LIAN DESSILLONS et ses brassards Soft Cuff®, vous disposerez du coffret complet pour une mesure adaptée à chaque patient.

Description

- Le design arrondi facilite la prise en main, avec une molette en laiton ergonomique et esthétique, et un écran qui permet une lecture facile des informations.
- Son corps en aluminium, son boîtier en ABS et le "verre" incassable en polycarbonate en font un dispositif très résistant.
- Un mécanisme de précision horlogère offrant une précision graduée de 0 à 300 mmHg avec ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure.
- Fabrication française. Mécanisme horloger allemand. Poire allemande.
- Les brassards Soft Cuff® avec poche sont très confortables et doux.

Livré avec des brassards de tailles différentes : Petit Adulte (S) (TS50003S), Adulte (M) (TS50004S), Adulte Large (L) (TS50005S).

Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700468215486	Code douanier	90189010
Pays	France		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	10	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	100

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 14/10/2025 23:26:34 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.