

CUISSARD PNI IMMERGEABLE CLINIC® ADULTE (39-55CM)

Ref. CM104S



CUISSARD PNI IMMERGEABLE CLINIC® **ADULTE (39-55CM)**

Ref. CM104S

Le cuissard PNI immergeable

Description

Le cuissard PNI CLINIC® confortable pour le patient.

Taille adulte 39-55cm

SPENGLER MEDICAL S'ENGAGE DURABLEMENT!

Pour le cuissard PNI CLINIC®, l'emballage en plastique a été changé en enveloppe kraft certifiée SFC.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468215776	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	12		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	10	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	100

AUTRES CARACTÉRISTIQUES