

BRASSARD CLINIC 1T (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)

Ref. 337846



**BRASSARD CLINIC 1T (RACCORD 1/4 TOUR
F + CLAMP)****Ref. 337846**

Description

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Tensiomètres manopoles Spengler Clinic
Taille XS, S, M, L
Connecteur 1/4 tour femelle DSP316151

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446000134	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	10	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	13	Unité emballée / Poids (kg)	0.088

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---