

LIAN NANO BAGUE GRISE BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. 513210



CE
0459



21/10/2025 22:37:02 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

Spengler

Ref. 513210

Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.

Description

>> ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

[illegible]

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

BRASSARD

- Brassard en nylon Oxford ou coton, fermeture velcro
- Taille **XXS** (10-15 cm), **XS** (15-22 cm), **S** (20-28 cm), **M** (26-34 cm), **L** (32-42 cm) ou **XL** (42-52 cm)
- Existe en noir ou motifs
- Existe en version Clinic® pour prévention des contaminations croisées
- Livré avec une trousse de transport

LIAN NANO BAGUE GRISE BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER



Ref. [513210](#)

Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446009953	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	7
Unité emballée / Longueur (cm)	19	Unité emballée / Poids (kg)	0.5
Unité nue / Poids (kg)	0.4		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---