

LIAN NANO BAGUE GRISE BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. 513239



CE
0459



21/10/2025 21:44:32 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

Ref. 513239

Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.

Description

>> ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

BRASSARD

- Brassard en nylon Oxford ou coton, fermeture velcro
- Taille **XXS** (10-15 cm), **XS** (15-22 cm), **S** (20-28 cm), **M** (26-34 cm), **L** (32-42 cm) ou **XL** (42-52 cm)
- Existe en noir ou motifs
- Existe en version **Clinic®** pour prévention des contaminations croisées
- Livré avec une trousse de transport

LIAN NANO BAGUE GRISE BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER



Ref. [513239](#)

Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446024703	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.498

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---