

VAQUEZ-LAUBRY CLINIC (S À L) SPENGLER

Ref. 514202



CE  
0459



21/10/2025 22:59:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**Pour contribuer à la lutte contre les infections nosocomiales : tensiomètre spécial prévention des contaminations croisées.**

## Description

Tensiomètre manobrassard conçu pour lutter contre les infections nosocomiales.

Son manomètre clipsé sur le brassard s'enlève aisément pour permettre la décontamination du brassard par immersion dans la plupart des solutions de désinfection du marché.

- Brassard-poche « monobloc » en polymex traité, confortable, indéformable et très résistant
- Bord souple et arrondi atraumatique
- Soudures hautes fréquences
- Grand cadran en ABS résistant aux chocs, poire grand volume
- Brassard taille S, M, L ou multibrassard
- Livré en trousse nylon

## Caractéristiques

|                 |               |                    |                               |
|-----------------|---------------|--------------------|-------------------------------|
| Marquage CE     | CE0459        | Dispositif Médical | Classe Im (fonction mesurage) |
| Code barre      | 3700446024758 | Code douanier      | 90189010                      |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | France                        |

### MESURES

|                                |    |                               |      |
|--------------------------------|----|-------------------------------|------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc   |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.41 |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |     |                  |    |
|------------------|-----|------------------|----|
| Température mini | -20 | Température maxi | 70 |
| Humidité mini    | 20  | Humidité maxi    | 85 |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|