

LIAN NM BRASSARD VELCRO (L, M, S) SPENGLER

Ref. 520620



CE
0459



21/10/2025 22:31:35 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.



Spengler

Tensiomètre ambidextre, d'une construction robuste conçu pour une utilisation intensive.

Description

[illegible]

>> ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

[illegible]

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Simple tubulure avec connectique pas de vis pour adapter son brassard
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal indéformable, anticorrosion
- Protège manomètre en mousse antichoc

CONFORT

- Ambidextre grâce au robinet de décompression central
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

BRASSARD

- Brassard en coton ou nylon, fermeture velcro
- Taille **XXS** (10-15 cm), **XS** (15-22 cm), **S** (20-28 cm), **M** (26-34 cm), **L** (32-42 cm) ou **XL** (42-52 cm)
- Existe en gris, marine ou motifs
- Existe en version **Clinic®** pour prévention des contaminations croisées
- Livré avec une trousse de transport

Adulte (M), coton, velcro, marine : ref 520627

Adulte (M), coton, velcro, gris : ref 520621

Adulte (L), nylon, velcro, gris : ref 520620

Enfant/Petit adulte (S), coton, velcro, motifs : ref 520622

Multibrassards (L,M,S), velco : ref 520630

LIAN NM BRASSARD VELCRO (L, M, S) SPENGLER

Ref. 520620



Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446024796	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.736

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---