

THERMOMÈTRE AURICULAIRE - TEMPO EAR PRO +

Ref. THE003



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE



21/10/2025 23:02:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

THERMOMÈTRE AURICULAIRE - TEMPO EAR PRO +

Ref. THE003



Performance, hygiène et confort au service des professionnels de santé

Description

Le Tempo Ear Pro de Spengler est le thermomètre auriculaire infrarouge pensé pour les environnements médicaux exigeants. Rapide, fiable et hygiénique, il facilite la prise de température au quotidien, que ce soit en cabinet, à l'hôpital ou en clinique.

- Mesure ultra-rapide : moins de 3 secondes
- Sonde préchauffée à 36°C : confort patient
- Technologie infrarouge : fiable, même en cas de mouvements
- Éjection des couvre-sondes : hygiène maximale sans contact
- Mémoire des 30 dernières mesures horodatées
- Mise en veille automatique après 60 secondes
- Compteur de pouls de 60 s
- Cordon d'attache
- Rechargeable

Inclus avec le Tempo Ear Pro + :

- 1 thermomètre auriculaire Tempo Ear Pro +
- 1 socle de rangement et chargement
- 20 couvre-sondes
- 1 cordon d'attache
- 1 notice d'utilisation
- Attestation d'étalonnage et de vérification du thermomètre avec numéro de lot

Aussi disponible : Tempo EAR PRO sur piles à la place de la batterie rechargeable.

THERMOMÈTRE AURICULAIRE - TEMPO EAR PRO +



Ref. THE003

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	6970392219448	Code douanier	9025199010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	5	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	14	Unité emballée / Poids (kg)	nc
Unité nue / Poids (kg)	0.125		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	50
Humidité mini	15	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES