

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V NOIR - OTOSCOPE + OPHTALMOSCOPE NOIR

Ref. AF.416.114

LUXAMED®



CE



**Set complet pour un diagnostic de précision : Otoscope Auris LED 2.5V noir +
Ophtalmoscope LuxaScope LED 2.5 V Noir**

Description

Otoscope

22/10/2025 22:12:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V NOIR - OTOSCOPE + OPHTALMOSCOPE NOIR

LUXAMED®

Ref. AF.416.114

Eclairage et Performances

- Anneau LED concentrique à 6 LED (sans fibre optique) : champ de vision non limité
- Luminosité réglable (variateur d'intensité)
- Arrêt automatique après 3 minutes d'inactivité
- Durée de vie LED : environs 100 000 heures (courant constant)
- Eclairage lumineux : environs 10 000 Lux
- température de couleur : environs 4 200 K

Conception et ergonomie :

- **Design optimisé** de la tête
- **Loupe pivotante x3** pour une observation détaillée
- **Orifice d'insufflation** intégré pour test pneumatique
- Manche bi-matière : **aluminium et fibre de verre renforcée**, compatible avec les têtes de dermatoscope

Alimentation et accessoires

- Fonctionne avec **2 piles alcalines AAA (incluses)**
- Livré avec **20 spéculums jetables gris** (10 x 2.5 mm et 10 x 4.0 mm)

Ophtalmoscope

Eclairage et performances :

- **LED haute performance**, intensité réglable pour éviter l'éblouissement
- **Arrêt automatique** après 3 minutes
- Durée de vie LED : environs **50 000 heures** (courant constant)
- Température de couleur : environs **4 200 K**

Filtres disponibles :

- Grand spot
- Petit spot
- Filtre vert

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V NOIR - OTOSCOPE + OPHTALMOSCOPE NOIR

LUXAMED®

Ref. AF.416.114

- Demi lune

- Réticule

Conception et ergonomie :

- Design optimisé de la tête

- Manche bi-matière : **aluminium et fibre de verre renforcée**, compatible avec les têtes d'otoscope et de dermatoscope LuxaScope LED

- Interrupteur : **bouton-poussoir ON/OFF**

Alimentation :

- Fonctionne avec **2 piles alcalines AAA (incluses)**

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381964438	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	45
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES