

**BAGUE ANTIFROID NOIRE PETITE CLOCHE
POUR MAGISTER II DOUBLE PAVILLON****Ref. 507948**

Bague antifroid noire pour Magister II : confort amélioré lors des examens avec petit pavillon cloche.

Description

Pièce détachée pour stéthoscopes MAGISTER® II de SPENGLER.
Bague antifroid de couleur noir pour petite cloche.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446030124	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.001
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		