

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON

Ref. 507202



STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON

Ref. 507202



Le stéthoscope polyvalent de Spengler

Description

Stéthoscope pour l'auscultation polyvalente.

Sa prise en main idéale et ses performances le destinent à l'auscultation générale et spécialisée.

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
- Membrane double fréquence :
 - Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
 - Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Lyre en acier inoxydable, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

Disponible en Gris Alizé (ref 507204), Rouge (ref. 507201), Vert Lagon (ref :507209), Marine (ref : 507202), Noir (ref: 507200)

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Température : -10° à 40° C

Humidité : 95% max

**STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER
ADULTE DOUBLE PAVILLON****Ref. 507202****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446009076	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	16	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	32	Unité emballée / Poids (kg)	0.398

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	95	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Bleu marine	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------------	---------------------------	---