

SOCLE À ROULETTES POUR TABLETTE EVI

Ref. 260055



24/10/2025 22:40:14 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SOCLE À ROULETTES POUR TABLETTE EVI

Ref. 260055

Le socle à roulette simple et maniable pour la tablette EVI

Description

Ce socle à roulette a été conçu pour la tablette EVI sans base.

Fait principalement d'alliage d'aluminium, il offre une grande maniabilité et possède aussi un panier très pratique pour ranger les accessoires.

Ses roues (roues médicales silencieuses) possèdent chacune un frein.

Il peut supporter une charge de 25kg

Son poids est de 10.4kg

Sa hauteur est réglable de 928 à 1208mm

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Pays	Chili		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	23	Unité emballée / Hauteur (cm)	52
Unité emballée / Longueur (cm)	78	Unité emballée / Poids (kg)	nc
Unité nue / Poids (kg)	10.4		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 24/10/2025 22:40:14 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.