


BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS101



CE



24/10/2025 22:16:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS101

Ces brassards pour Garrot DDM sont autoclavables

Description

Les brassards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

Brassard nourrisson (GBS101)	19 x 4 cm
Brassard enfant (GBS102)	26.5 x 5 cm
Brassard petit adulte (GBS103)	35.5 x 6 cm
Brassard adulte (GBS104)	53 x 6 cm

BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS101

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468203476	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	30	Humidité maxi	40

AUTRES CARACTÉRISTIQUES