

EMBOUTS POUR DÉBITMÈTRE PEAK FLOW ENFANT DIAM.22MM (BOITE DE 100)

Ref. L35678



24/10/2025 21:49:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

EMBOUTS POUR DÉBITMÈTRE PEAK FLOW ENFANT DIAM.22MM (BOITE DE 100)

Ref. L35678



Boîte de 100 embouts enfant (Ø22 mm) pour débitmètre Peak Flow, conçus pour un usage hygiénique et sécurisé.

Description

Embouts pédiatrique pour débitmètre de pointe SPENGLER.
Dimensions des embouts 22mm.

Longueur des embouts : 67 mm
Vendus par boîte de 100 pièces.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446001698	Code douanier	48229000
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.584

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---