

BOÎTE DE 800 COUVRE-SONDES POUR THERMOMÈTRE TEMPO EAR PRO ET TEMPO EAR PRO +

Ref. THE003ACC1



CE



24/10/2025 22:09:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE DE 800 COUVRE-SONDES POUR THERMOMÈTRE TEMPO EAR PRO ET TEMPO EAR PRO +



Ref. [THE003ACC1](#)

Boîte de 800 couvre-sondes pour thermomètre Tempo Ear Pro et Tempo Ear Pro +

Description

- Boîte de 800 couvre-sondes pour thermomètre Tempo EAR PRO et Tempo EAR PRO +
- Protection couvre-sonde pour thermomètre tympanique
- Fonction distributeur
- 40 boîtes par pack de 20 couvre-sondes
- À usage unique, pour une hygiène irréprochable
- Sa forme est étudiée pour convenir aussi aux enfants et aux bébés
- Coloris : transparent

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	6942284605264	Code douanier	3926909090
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	16
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-25	Température maxi	55
Humidité mini	15	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES