


CAPTEUR SPO2 PEDIA SILICONE POUR SPENGLER MASTER PALM 2

Ref. 222255



CE
0537



27/10/2025 21:32:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 PEDIA SILICONE POUR SPENGLER MASTER PALM 2



Ref. 222255

Utilisé pour la mesure de la saturation en oxygène chez l'enfant.

Description

Capteur spo2 pédiatric silicon pour oxymètre MASTER PALM 2

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446030254	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.084

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	1	Température maxi	50
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 27/10/2025 21:32:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.