

SAC DE TRANSPORT SPENGLER POUR MASTER PALM 2/3

Ref. 223003



Permet le rangement et la protection du matériel médical.

Description

Sac de transport pour oxymètres MASTER PALM 2 et MASTER PALM 3

27/10/2025 21:22:02 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC DE TRANSPORT SPENGLER POUR MASTER PALM 2/3



Ref. 223003

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446025441	Code douanier	90330000
Pays	Chine		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.035
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		