

# PAIRE D'EMBOUTS AURICULAIRES SPENGLER CORAIL STANDARD POUR PULSE II



Ref. 506903

Conçus pour un usage en otoscopie.

## Description

Paire d'embouts auriculaires pour PULSE II de SPENGLER. taille standard, couleur corail.

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446030018	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.004
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		