

**LYRE SIMPLE TUBE INOX ROSE
BOUGAINVILLIER SPENGLER****Ref. 507898**

Lyre simple tube inox rose bougainvillier Spengler

Description

Tubulure de couleur rose bougainvillier avec lyres pour stéthoscopes Magister® de SPENGLER

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446003920	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.08

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---