

LYRE DOUBLE TUBE CHROME BORDEAUX SPENGLER



Ref. 507923

Lyre double tube chrome bordeaux Spengler

Description

Lyre double tube en chrome bordeaux, conçue par Spengler pour une transmission acoustique optimale et un confort d'écoute supérieur. Idéale pour les professionnels de santé exigeants.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009601	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.08
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		