

**LYRE SIMPLE TUBE CHROME JAUNE CLINIC
SPENGLER****Ref. 507929**

Lyre simple tube chrome jaune Clinic Spengler

Description

Tubulure de couleur jaune avec lyres pour stéthoscopes LAUBRY® CLINIC de SPENGLER.
CLINIC version décontaminable par immersion

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009915	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.065
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		